

Premium Putty®

Gebrauchsinformation

Nur für den dentalen Gebrauch durch Fachpersonal

Produktbeschreibung

Knetsilikon - Präzisionsabformmaterial auf Silikonbasis (Polysiloxan-kondensationsvernetzend), hochviskos für Praxis (soft).

Entspricht DIN EN ISO 24823 Typ =, hohe Konsistenz, knetbar, ISO 4823, Typ 1 Kat B, Farbe: gelb

Anwendung

- Erstabdruck für Doppelabformtechnik
 - Situationsabdruck - Quetschbiss
 - Löffelmaterial für die Sandwich-Technik
- Mischtechnik: manuell

Verarbeitung

1 Messlöffel Knetsilikon soft - 2,5cm Pastenhärter
Gesamtverarbeitungszeit für soft und Pastenhärter - 2 Minuten
Abbindezeit: 3 Minuten bezogen auf 23°C (73,4°F) = Rel.
Feuchte
Härte nach Shore-A: 60 soft

Höhere Dosierungen von Universal-Härter sowie höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung. Niedrigere Dosierung von Universal-Härter sowie niedrigere Temperaturen verzögern die Abbindung.

Aufbewahrung des Abdrucks: bei Raumtemperatur trocken lagern.

Modellherstellung: Frühestens 15 Minuten nach Entnahme aus dem Munde sollte das Ausgießen der Abformung erfolgen.
Galvanisierung: Die Abformmasse ist mit den dentalüblichen sauren bzw. alkalischen Kupfer- oder Silbergalvanisierungsbädern verträglich.

Arbeits- und Sicherheitshinweise:

Augenkontakt mit Universal-Härter vermeiden ggf. Augen sofort mit viel klarem Wasser spülen, unverzüglich Augenarzt aufsuchen, Flecken auf Kleidungsstücken vermeiden, da vernetzte elastomere Abformmaterialien chemisch beständig sind.

Behälter sofort nach Gebrauch sorgfältig verschließen.
Lagerung: Nicht über 25°C (77°F) lagern.

Haltbarkeit: Siehe Packungsaufdruck

Die Verarbeitung, Verwendung und Anwendung der von uns gelieferten Produkte liegt ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich, da von uns insoweit keinerlei Kontrollmöglichkeiten bestehen. Soweit wir mündlich, schriftlich oder durch Versuche anwendungstechnisch beraten, gilt diese Beratung jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch bezüglich etwaiger Schutzrechte Dritter. Sie werden dadurch nicht von der Pflicht zur eigenen Prüfung der gelieferten Produkte auf ihre Tauglichkeit und Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren bereit. Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen verwendeten Ware beschränkt.

Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet.

Verpackung

WP4324 Premium Putty soft - 900ml
WP4326 Premium Activator-paste - 60ml
WP4325 Premium Light "wash" - 140ml

Premium Putty®

Instruction for use

Kneadable silicone based precision impression material (Polysiloxane-condensation curing) High viscous for dental practices (soft).

IN accordance with DIN EN 4823 Type 0, ISO 4823, Type 1 Cat B

Color: yellow

Application

- Initial impression for the double impression technique
- Situation Impression: crush bite
- Impression-material for the sandwich-technique
- mixing: manually

Processing:

1 Measuring-spoon kneading silicone soft - 2,5cm paste-hardener

Mixing-time: 30 seconds

Total working-time for soft and paste-hardener - 2 minutes

Setting-time: 3 Minutes - statement for 23°C (73,4°F), rel. humidity

Shore-hardness: approx. 60 (soft)

Higher dosages of Universal-paste hardener and higher temperatures accelerate setting; lower dosages of universal-hardener and lower temperatures delay setting. Impression preservation: store at room-temperature under dry conditions.

Model preparation: Pouring of the impression should be carried-out not sooner than 15 minutes after removal of the impression from the mouth.

Electroplating: The silicone material is compatible with the customary dental acid or respectively, alkaline copper or silver electroplating baths.

Handling and safety measures:

Do not allow the universal hardener to come into contact with the eyes, if it does, rinse eyes immediately and thoroughly with clean water and go directly to an oculist.

Avoid getting traces of the impression mass on clothing as chemically cross-linked elastomer impression material are chemically resistant. Close container carefully after use.

Storage: Store not above 25°C (77°F)

Shelf-life: See use-by date on pack

The preparation, usage and application of the product supplied lies exclusively in your area of responsibility since we have no opportunity of exercising control over these matters, in so far as we give advice on technical application matters verbally, in writing or through trials, then this advice is to be understood as being nonbinding information same applies in respect of the possible protective rights of third parties. Such advice does not release you from the obligation of testing the product supplied for their suitability for the intended purpose and process. Our liability is in every case of damages limited to the value of the materials supplied by ourselves and the goods utilized by yourself. The paper quality of our products is guaranteed in accordance with the terms of our general conditions for sale and delivery.

Packaging

WP4324 Premium Putty soft - 900ml
WP4326 Premium Activator-paste - 60ml
WP4325 Premium Light "wash" - 140ml