

Calcident 450

Beschreibung:

Calcident 450 ist eine Paste mit einem 45%-igen Calciumhydroxid-Gehalt auf wässriger Basis, welche für direkte und indirekte Pulpenüberkappungen sowie für provisorische Wurzelkanal-Füllungen empfohlen. Calcident 450 ist röntgenopak und weist einen pH-Wert von 12 auf, der für die antibakterielle Wirkung der Paste verantwortlich ist. Zudem ist Calcident 450 biokompatibel und schonend für die Pulpa. Es eignet sich für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. Erhältlich ist Calcident 450 in der praktischen Ein-Kammer-Spritze für die einfache Anwendung.

Eigenschaften:

- 45% Calciumhydroxid-Paste
- Röntgenopak
- Hoher pH-Wert von 12

Vorteile:

- Bakteriostatisch durch hohen pH-Wert
- Effektiver Pulpa-Schutz durch Bildung tertiären Dentins
- Geeignet als Unterfüllung unter allen Füllungsmaterialien

Indikation:

Geeignet für direkte und indirekte Pulpenüberkappungen, sowie für provisorische Wurzelfüllungen.

Physikalische Daten:

Farbe:	Weiß
pH:	≥ 12
Calciumhydroxid-Konzentration (%):	45 % [w/w]
Barium-Sulfat:	≤ 5 % [w/w]

Lagerbedingungen:

trocken und lichtgeschützt 0-22 °C.

Haltbarkeit:

1,5 Jahre

Präsentation:

WP4200 1 x 2 ml Spritze + Kanülen
WP4201 2 x 2ml Spritzen + Kanülen

