

Competence Universal

Beschreibung:

Competence Universal ist ein lichthärtendes Mikro-Hybrid-Composite für Front- und Seitenzahnrestaurationen aller Kavitätenklassen. Competence Universal ist sehr angenehm in der Anwendung, da es nicht an den Instrumenten klebt und sich die Wände der Kavität anpasst. Das Composite weist eine sehr geringe Schrumpfung auf. Competence Universal liefert ästhetische und langfristige Ergebnisse, da es hochglanzpolierbar und transluzent ist. Durch seine hohe Festigkeit und außerordentliche Ästhetik eignet sich Competence Universal auch zur Herstellung von Veneers.

Eigenschaften:

- Sehr stabile und langlebige Restaurationen
- Hochglanzpolierbar
- Natürliche Ästhetik
- Farbstabil
- Röntgenopak
- Sehr geringe Schrumpfung von nur 1,7 %

Vorteile:

- Angenehme Konsistenz, klebt nicht an den Instrumenten
- Vermeidung von Randspaltbildung und Tertiärkaries durch geringe Schrumpfung
- Langlebige ästhetische Restaurationen

Indikation:

Geeignet für Füllungen aller Kavitätenklassen, für die Herstellung von Veneers sowie zur Behandlung von Schmelzhypoplasien.

Physikalische Daten:

Druckfestigkeit, diametral:	> 45 mPa
Biegefestigkeit:	> 155 mPa
Biegemodul:	> 6000 mPa
Schrumpfung:	1,7 % lin

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 – 22 C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Competence Universal

Präsentation:

- WP4250: Set 4 Spritzen à 4,5 g in verschiedenen Vita®-Farben, (A2, A3, A3,5, B2), 10 ml Flasche C-Bond, 2 ml Spritze Extra-Gel, 2 ml Spritze Glass-Liner + Zubehör
- WP4251: Set 4 Spritzen à 4,5 g in verschiedenen Vita®-Farben (A2, A3, A3,5, C2), 10 ml Flasche C-Bond, 2 ml Spritze Extra-Gel, 2 ml Spritze Glass-Liner + Zubehör
- WP4249: Set, 1 x 4,5 g Spritze, Farbe A3, 1 x 10 ml Flasche C-Bond
- WP4252: Refill, Farbe A1, 4,5 g Spritze
- WP4253: Refill, Farbe A2, 4,5 g Spritze
- WP4254: Refill, Farbe A3, 4,5 g Spritze
- WP4255: Refill, Farbe A3,5 4,5 g Spritze
- WP4294: Refill, Farbe B1, 4,5 g Spritze
- WP4256: Refill, Farbe B2, 4,5 g Spritze
- WP4264: Refill, Farbe B3, 4,5 g Spritze
- WP4257: Refill, Farbe C2, 4,5g Spritze
- WP4266: Refill, Farbe C3, 4,5g Spritze
- WP4265: Refill, Farbe D2, 4,5g Spritze
- WP4258: Refill, Farbe D3, 4,5g Spritze
- WP4260: Refill, Farbe A2 opak, 4,5g Spritze
- WP4259: Refill, Farbe A3 opak, 4,5g Spritze
- WP4261: Refill, Farbe Incisal, 4,5g Spritze
- WP4397: Refill, Farbe Bleach, 4,5g spritze
- WP9055: Refill, Farbe BXL, 4,5g Spritze



*Vita® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.