

Beschreibung:

UVA-Lichthärtegerät / Tunnel-Version zur Polymerisation von lichthärtenden Löffelplatten. Das Gerät verfügt über einen Schalter mit zwei voreingestellten Zeiten (120 Sek. / 180 Sek.).

Eigenschaften:

- LC LED Box
- Display mit Betriebszeit
- Vier voreingestellte Zeiten (1 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min.)

Vorteile:

- Einfache Handhabung
- Vollständige Aushärtung von Löffelmaterial

Indikation:

Zur Aushärtung der lichthärtenden Löffelplatten Plaque Photo.

Physikalische Daten:

Adapter: Nennleistungsleistung: 100-240 VAC 50/60 Hz
Nennausgangsleistung: 24 VDC/ 1,5 A
Maximaler Verbrauch: max. 48 W
Lampe: 36 LEDs
Wellenlänge: 365+405nm
Maße (B/T/H): 245 x 200 x 100 mm
Gewicht: 905g

Präsentation:

WP6095: Highlight Easy LED

