

LiWa Akti Bond

Beschreibung:

LiWa Akti Bond ist ein Haftvermittler für die Adaption von LiWa-Kunststoffen an bereits ausgehärtete LiWa-Modellationen. Dazu werden die bereits polymerisierten LiWa-Teile beschliffen, an der Verbundstelle angeraut und mit LiWa Akti Bond bestrichen und damit aktiviert. So kann an der bearbeiteten Verbundstelle weiter anmodelliert werden.

LiWa Akti Bond ist Teil eines umfangreichen Sortiments an Kunststoffen in unterschiedlichen Konsistenzen, Kunststoff-Formteilen, nützlichen Hilfsmaterialien für viele Einsatzgebiete und praktischen Sets.

Eigenschaften:

- Fließfähig
- Leicht anzuwenden
- Aktiviert polymerisierte LiWa-Kunststoffe, um weitere Modellierungen antragen zu können
- Lichthärtend

Vorteile:

- Zeitsparend
- Ermöglicht schrittweises Arbeiten mit LiWa

Indikation:

Adhäsiv für eine Verbindung zwischen bereits auspolymerisierten LiWa-Teilen und nicht polymerisiertem LiWa.

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt, bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP5082: LiWa Akti Bond, 10 ml Flasche

