

LiWa Light

Beschreibung:

LiWa Light ist ein UV-Lichthärtegerät zur Aushärtung von Arbeiten aus dem lichthärtenden, verbrennbaren LiWa-Kunststoff. Der eingebaute Ventilator kühlt den lichthärtenden Kunststoff während des Polymerisationsvorganges. Hierdurch wird ein Herabfließen des LiWa-Materials vom Modell verhindert und eine perfekte Aushärtung garantiert. LiWa Light kann mit frei wählbaren Zeiten (Sekundentakt) voreingestellt werden.

Eigenschaften:

- UV-Licht
- Eingebauter Ventilator
- Sekundengenaue Einstellung der Belichtungszeit

Vorteile:

- Härtet und kühlt LiWa gleichzeitig
- Sehr flexible Zeiteinstellung
- Vollständige Aushärtung von LiWa

Indikation:

Zur Aushärtung der LiWa-Arbeiten.

Physikalische Daten:

Netzspannung:	230 V / 115 V
Netzfrequenz:	AC 50/60 Hz
Sicherung:	1 A
Spektralbereich:	UVA
Anzahl der Lampen:	2 PL-S 9W
Gewicht:	2,8 kg
Größe:	8,8 x 13,5 x 28 cm

Präsentation:

WP6018: LiWa Light, 1 Stk.

WP6006: Ersatzlampe

