

# LiWaxer Set

## **Beschreibung:**

LiWaxer Set ist ein Set aus Materialien für Ihre Wachsarbeiten. Es enthält eine **vollständige Ausstattung für die Arbeit mit LiWa**. LiWaxer Set besteht aus einem **elektrischen Wachsmesser** (LiWaxer), einem Sortiment aus **lichthärtenden LiWa-Kunststoffen** (den beiden Pasten LiWa + LiWa II und einer Auswahl aus LiWa-Formteilen, LiWa Form) sowie **mehreren Hilfsmaterialien**, die bei der Arbeit mit LiWa von Nutzen sind. Hierzu zählen das Kältespray LiWa Cool; die Isolierflüssigkeit ein LiWa Iso I + II, zum Isolieren des Modells gegen LiWa; die Isolierflüssigkeit Universal Isolant, welche LiWa gegen verschiedene andere Materialien und Kunststoffe isoliert; das Bonding LiWa Akti Bond, welches bereits polymerisierte LiWa-Modellierungen aktiviert sowie der Lack LiWa Finish Varnish, welcher LiWa-Modellierungen verstärkt und deren Oberflächen glättet.

Das LiWaxer Set stellt eine vollständige Erstausrüstung für die Arbeit mit LiWa dar und kann sofort eingesetzt werden. Die **Zeitersparnis bei der Arbeit mit LiWa ist beachtlich**. Denn das **Dublieren entfällt**. Die **LiWa-Kunststoffe sind lichthärtend** und daher nach der Polymerisation leicht zu handhaben, da sie nicht schmelzen.

LiWaxer Set gehört zu einem umfangreichen Sortiment an LiWa-Sets, einzelnen Kunststoffen in unterschiedlichen Konsistenzen, Kunststoff-Formteilen und nützlichen Hilfsmaterialien für viele Einsatzgebiete.

## **Eigenschaften:**

- Umfangreiches Sortiment an LiWa-Materialien
- Das im Set enthaltene elektrische Wachsmesser hat sich bei der Arbeit mit LiWa bewährt
- Das Set enthält mehrere LiWa-Formteile sowie die beiden Pasten
- Es enthält viele praktische Hilfsmaterialien, wie Isolierflüssigkeiten, Lack und Bonding
- LiWa ist lichthärtend
- Großes Rückstellvermögen der Modellierungen nach der Lichthärtung
- Der LiWa-Kunststoff brennt vollständig aus

## **Vorteile:**

- Sehr zeitsparend
- Sehr gute Modellierarbeiten in kurzer Zeit
- Vollständige Ausstattung mit LiWa-Materialien für ein sofortiges Arbeiten mit dem lichthärtenden Kunststoff

## **Indikation:**

Vollständiges Starterset für das Arbeiten mit LiWa.

# LiWaxer Set

**Lagerbedingungen:** trocken und lichtgeschützt bei 0 - 8 °C

**Haltbarkeit:** 3 Jahre (Materialien)

**Präsentation:**

WP5100X: LiWaxer Set: LiWa I 20 g Dose, LiWa II 20 g Dose, LiWa Cool 200 ml Sprüh-Dose,  
LiWa Iso I + II je 10 ml Flaschen, LiWa Akti Bond 10 ml Flasche,  
LiWa Finish Varnish 10 ml Flasche, LiWa Universal Isolant 10 ml Flasche,  
LiWaxer Wachsmesser, Formteil-Sortimente (5x UK-Bügel, Wachsdraht: D = 1 mm

(5x),

D = 2 mm (10x), D = 4mm (5x), 4x Rundloch-Retention, 2x glatte Platten, 2x genarbte  
Platten, 2x Molaren-Klammern, 2x eckige Retentionsgitter, 2x runde  
Retentionsgitter)

WP5100NX: LiWaxer NX Set, wie LiWaxer Set (WP5100X) ohne elektrisches Wachsmesser

