

Beschreibung:

Kompaktes, elektrisches Wachsmesser mit stufenloser Temperatureinstellung zum Arbeiten mit den lichthärtenden, verbrennbaren Kunststoffen LiWa. LiWaxer® verfügt über ein ergonomisch geformtes Handstück mit leicht zu wechselnden Modellierspitzen. Enthalten ist stets die Modellierahle; als optionales Zubehör stehen drei weitere Modellierspitzen zur Verfügung (Klinge, Spatel, Messer). Die Aufheizphase ist kurz und beträgt lediglich 20 bis 30 Sekunden bei 7,5 Watt.

Eigenschaften:

- Elektrisches Wachsmesser mit Modellierahle
- 20 – 30 Sek. Aufheizphase
- 4 verschiedene Modellier-Spitzen verfügbar

Vorteile:

- Kurze Aufheizphase
- Stufenlose Temperatur-Einstellung
- Ermöglicht rasches Arbeiten mit LiWa

Indikation:

Für die „Heiß“-Modellation der lichthärtenden, verbrennbaren Kunststoffe LiWa, LiWa II und LiWa Form.

Physikalische Daten:

Maße (L/B/H): 100 x 65 x 55 mm
Betriebs-Spannung: 220-240 V / 50-60 Hz
Kolben / Handstück: 12 V / 7,5 W
Stufenlose Regelung: von 50°C - 350°C
Heizkontrolllampe: LED

Präsentation:

WP6110: 1 LiWaxer Modellierstation + Modellierahle + Kolbenablage
WP5105: Ersatzspitze (Ahle)
WP5106: Ersatzspitze (Messer)
WP5107: Ersatzspitze (Klinge)
WP5108: Ersatzspitze (Spatel)
WP5109: Ersatzkolben

