

Pro-Dye LC® / Pro-Dye Thinner®

Beschreibung:

Pro-Dye LC ist ein lichthärtender Stumpflack. Das Material ist eine Einkomponenten-Flüssigkeit und wird gebrauchsfertig in den Farben rot, blau, grün, gelb sowie natur geliefert. Nach der Polymerisation mit intensivem UV- oder Halogen-Licht entwickelt dieser Stumpflack eine harte und glatte Oberfläche. So entsteht innerhalb von Sekunden ein kratzfester Schichtauftrag.

Pro-Dye Thinner® verdünnt den Stumpflack, ohne dessen Eigenschaften nach der Aushärtung zu ändern. Die Festigkeit der ausgehärteten Schicht ist ebenso groß.

Eigenschaften:

- Flüssige Konsistenz
- Lichthärtend mit UV oder Halogen
- Kratzfeste und glatte Oberfläche
- Stumpflack erhältlich in fünf verschiedenen Farben
- Pro-Dye Thinner verdünnt Pro-Dye LC, ohne dessen Eigenschaften nach der Aushärtung zu ändern

Vorteile:

- Einfache Anwendung
- Schnell zu bearbeiten
- Harte, kratzfeste und glatte Oberflächen
- Gut deckende Farben
- Glänzend, nach entfernen der Inhibitionsschicht

Indikation:

Der Stumpflack Pro-Dye LC wird als Abstandhalter zwischen dem Stumpf im Modell und der Krone eingesetzt.

Physikalische Daten:

Schichtdicke: 10 my

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

- WP5518: Pro-Dye LC, blau, 30 ml in schwarzer Pinselflasche
WP5519: Pro-Dye LC, rot, 30 ml in schwarzer Pinselflasche
WP5520: Pro-Dye LC, grün, 30 ml in schwarzer Pinselflasche
WP5521: Pro-Dye LC, gelb, 30 ml in schwarzer Pinselflasche
WP5522: Pro-Dye LC, natur, 30 ml in schwarzer Pinselflasche
WP5517: Pro-Dye Thinner, Verdünnerflüssigkeit, 10 ml Flasche

