

Beschreibung:

Securacem ist ein Glas-Ionomer-Zement für Unterfüllungen. Securacem haftet gut am Dentin und kann unter allen Füllungsmaterialien angewendet werden. Securacem ist selbsthärtend und röntgenopak und gibt Fluoride an den Zahn ab. Erhältlich ist Securacem als flexibles Pulver/Flüssigkeit-System.

Eigenschaften:

- Selbsthärtend
- Röntgenopak
- Enthält Fluoride

Vorteile:

- Fluoridabgabe
- Sicherer Halt an Schmelz und Dentin

Indikation:

Geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien.

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP4072: 15 g Pulver, 10 g Flüssigkeit, Dosierlöffel

WP4092: 7 g Pulver, 5 g Flüssigkeit, Dosierlöffel

WP4147: 10 g Flüssigkeit

