

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008

Revision: 01

Überarbeitet am: 05.05.2022 SW

1. Produkt- und Firmenbezeichnung
Bezeichnung des Produktes:

Securafil, Flüssigkeit

Verwendung des Produktes (Verwendungszweck):

Glasionomer-Zement mit besonderer Haftung an Schmelz und Dentin

Hersteller / Lieferant:

dent a pharm Produktionsgesellschaft mbH

Straße:

Schusterring 35

Nat.-Kenn. / PLZ / Ort

D-25355 Barmstedt

Kontaktstelle für technische Information

+49 (0) 41 23 / 9225 0

Telefon / Fax / E-Mail

+49 (0) 4123 / 9225 0 / +49 (0) 4123 / 9225 48 / info@dent-a-pharm.de

Notfallauskunft (24 Stunden):

Dr. Wolfgang Willmann

Tel: +49 (0) 4123 / 9225 0

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:**Einstufung des Gemischs****Nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Kennzeichnungselemente: keine**Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** WGK 1 – schwach wassergefährdend -

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Weinsäure	CAS-Nr. 87-69-4	EG-Nr. 201-766-0	Gehalt: 5-10%
H319	Eye Irrit. 2 – verursacht schwere Augenreizung		

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:

Es sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt:

Mit Seife und Wasser abwaschen.

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen.

Bei anhaltenden Reizungen den Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen:

Nach längerer Exposition den Betroffenenmem an die frische Luft bringen.

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008**

Revision: 01

Überarbeitet am: 05.05.2022 SW

Ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Verschlucken:

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken; Arzt hinzuziehen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Nicht anwendbar

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Siehe Handhabung unter Punkt 7.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mechanisch aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Flasche immer dicht geschlossen halten. Für gute Raumbelüftung sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

keine

Angaben zu den Lagerbedingungen:

Material in einem gut verschlossenen Behälter an einem kühlen und dunklen Ort lagern.
Empfohlene Packmittel: Glas-, Metall- oder Kunststoffbehältnisse.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

**Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und / oder biologische Grenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland**

PNCE und DNCL-Werte wie sie im Rahmen eines evtl. anzufertigenden Stoffsicherheitsberichtes ermittelt werden müssen, liegen nicht vor.

Persönliche Schutzausrüstung:

Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten. Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Atemschutz: Staub nicht einatmen.

Augenschutz: Schutzbrille

Handschutz: Gummihandschuhe

Körperschutz: Berufsübliche Arbeitskleidung tragen

Andere

Schutzmaßnahmen: keine

Angaben zur

Arbeitshygiene: Berufsübliche Schutz- und Hygienemaßnahmen einhalten.
Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen.
Während der Arbeit nicht essen oder trinken.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008

Revision: 01

Überarbeitet am: 05.05.2022 SW

9. Physikalische und chemische Eigenschaften**Erscheinungsbild:**

Form: Flüssigkeit
Geruch: sauer

Sicherheitsrelevante Daten:

Schmelzpunkt: nicht anwendbar
Flammpunkt: nicht anwendbar
Zündtemperatur: nicht anwendbar
Explosionsgrenzen: nicht anwendbar
Dampfdruck: nicht flüchtig
Schüttdichte: nicht anwendbar
Löslichkeit in Wasser: löslich in Wasser

10. Stabilität und Reaktivität**Zu vermeidende Bedingungen:**

keine

Zu vermeidende Stoffe:

keine

Weitere Angaben:

Die Eigenschaften von dem Produkt können sich nach wesentlicher Überschreitung der Lagerzeit und / oder der empfohlenen Lagertemperatur verändern.

11. Angaben zur Toxikologie**Akute Toxizität:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Toxikokinetik:

Angaben hierzu liegen uns nicht vor.

Weitere Angaben:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung hat das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Allgemeine Angaben:

Angaben hierzu liegen uns nicht vor.

12. Umweltspezifische Angaben**Allgemeine Hinweise:**

Fischtoxizität: keine Angabe
Wasserorganismen: keine Angabe
Bakterientoxizität: keine Angabe
Akute orale Toxizität: keine Angabe

Weitere Angaben zur Ökologie:

Nicht in Gewässer, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen!

Bioakkumulationspotential:

Keine Daten vorhanden.

Ergebnis der Ermittlung der PTB- und vPvB-Beurteilung:

Endokrine disruption potential

Ob das Material hormonelle Effekte auslöst oder verhindert, ist nicht bekannt.

13. Hinweise zur Entsorgung

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008**

Revision: 01

Überarbeitet am: 05.05.2022 SW

Stoff / Zubereitung:

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften ordnungsgemäß beseitigen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Verpackung

Nicht kontaminierte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

**14. Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften**

Landtransport ADR/RID

Klassifizierung

Klasse: - (kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften)

UN-Nummer: -

Klassifizierungscode: -

Bezeichnung des Gutes: Glass Liner II, Pulver

Gefahrauslöser: -

Verpackung

Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Begrenzte Menge:

Seeschifftransport IMDG/GGVSee

Klassifizierung (kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften)

IMDG-Code: -

UN-Nummer: -

EmS:

Marine Pollutant:

Bezeichnung des Gutes: Glass Liner II, Pulver

Gefahrauslöser: -

Verpackung

Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Klassifizierung (kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften)

Klasse: -

UN-Nummer: -

Bezeichnung des Gutes: Glass Liner II, Pulver

Gefahrauslöser: -

Verpackung

Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

15. Rechtsvorschriften

Gefahrenbezeichnung:

Einstufung des Gemischs

Nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Kennzeichnungselemente: keine

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: WGK 1 – schwach wassergefährdend

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008**

Revision: 01

Überarbeitet am: 05.05.2022 SW

16. Sonstige Angaben

Mitgeltende EG-Richtlinien

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/8/EG

Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/121/EG.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Vom Hersteller empfohlene Verwendungsbeschränkung

Nur für gewerbliche Anwendung - kein Publikumsprodukt.

Änderungen gegenüber der letzten Fassung

Änderung Mögliche Gefahren

Änderung Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Änderung Angaben zur Toxikologie

Änderung Angaben zum Transport

Änderung Rechtsvorschriften

Datenblatt ausstellender Bereich

Dr. rer. nat. Wolfgang Willmann (Tel: 0 41 23 – 92 28 0)

Sonstige Hinweise:

Quellen: ¹ <http://www.baua.de>

² <http://www.arbeitssicherheit.de>

Einige der hier angegebenen Informationen und daraus resultierenden Schlussfolgerungen stammen aus Quellen, die nicht aus direkten Testdaten des Produktes selbst ermittelt wurden.

Die Inhalte und Formate dieses Sicherheitsdatenblattes stimmen mit der Verordnung (EG) Nr. 1272 / 2008 der EU-Kommission überein.

Einschränkungen der Garantie

Die Informationen dieses Sicherheitsdatenblattes stammen aus Quellen, die wir für verlässlich halten. Dennoch werden diese Informationen ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie betreffs Ihrer Richtigkeit angegeben.

Die Bedingungen oder Methoden der Behandlung, Lagerung, des Gebrauchs oder Entsorgung dieses Produktes stehen außerhalb unserer Kontrolle, und können außerhalb unseres Wissens stehen.

Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir ausdrücklich keine Verantwortung für Verlust, Beschädigung des Produktes, oder sonstiger Kosten, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch, der Lagerung oder der Entsorgung des Produktes stehen.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde speziell und ausdrücklich nur für dieses Produkt erstellt und soll ausdrücklich nur dafür verwendet werden.

Wird dieses Produkt als Komponente eines anderen Produktes verwendet, sind diese Informationen nicht anwendbar.