

# Brillance transparent

## **Beschreibung:**

Brillance transparent ist ein glasklares, additionsvernetzendes Silikon mit Minz-Aroma. Es ist geeignet als Bissregistriermaterial für eine direkte, sichtbare Kontrolle des Bisses. Zudem eignet es sich als Matrize für lichthärtende Front- und Seitenzahn-Restaurationen und als Transfermatrix zur Befestigung von Brackets.

Geliefert wird Brillance transparent in der handlichen Kartusche für eine automatische und einfache Handhabung. Die Abbindezeit ist ausreichend lang für eine zügige Verarbeitung und geringe Wartezeit.

## **Eigenschaften:**

- Vollständige Transparenz
- Kurze Mundverweildauer
- Nach Aushärtung fest und stabil

## **Vorteile:**

- Einfache Handhabung
- Gute Darstellung des Aufbisses
- Nicht brüchig und gut zu beschneiden
- Ausgehärtet lange lagerfähig



## **Indikation:**

Brillance transparent ist geeignet als Bissregistriermaterial für eine direkte, sichtbare Kontrolle des Bisses, als Matrize für lichthärtende Front- und Seitenzahn-Restaurationen und als Transfermatrix zur Befestigung von Brackets.

## **Physikalische Daten:**

Farbe:	transparent
Shore A Härte:	70
Verarbeitungszeit:	30 Sek.
Mundverweildauer:	1 Min.
Erhärtungszeit:	1:30 Min.

**Lagerbedingungen:** trocken und lichtgeschützt, bei 5 - 27°C

**Haltbarkeit:** 2 Jahre

## **Präsentation:**

WP3406: 2 x 50 ml Automix-Kartuschen, Mischkanülen