

Highlight Easy

Beschreibung:

UVA-Lichthärtegerät / Tunnel-Version zur Polymerisation von lichthärtenden Löffelplatten. Das Gerät verfügt über einen Schalter mit zwei voreingestellten Zeiten (120 Sek. / 180 Sek.).

Eigenschaften:

- UVA-Lichthärtegerät
- Zwei voreingestellte Zeiten (120 Sek. / 180 Sek.)

Vorteile:

- Einfache Handhabung
- Vollständige Aushärtung von Löffelmaterial

Indikation:

Zur Aushärtung der lichthärtenden Löffelplatten Plaque Photo.

Physikalische Daten:

Intensität: 36 Watt, 4 x 9 Watt UV-Lampen
Zeiten: 120 Sek./ 180 Sek.

Präsentation:

WP6002: Highlight Easy + 4 x 9 W UV-Lampen
WP6006: Ersatzlampe

