

Calcident LC

Beschreibung:

Calcident LC ist eine lichthärtende, röntgenopake Calciumhydroxid-Paste für die indirekte Pulpenüberkappung. Calcident LC kann unter allen Füllungsmaterialien zur Unterfüllung verwendet werden. Erhältlich ist Calcident LC in der praktischen Ein-Kammer-Spritze für die einfache Anwendung. Und die Lichthärtung erfolgt innerhalb von 40 Sekunden mit Halogenlicht.

Eigenschaften:

- Enthält 4,2 % Calciumhydroxid
- Röntgenopak
- Lichthärtend

Vorteile:

- Schonend für die Pulpa, wenn diese nicht eröffnet ist und nicht durchscheint.
- Schnelle Anwendung an Ein-Kammer-Spritze und Lichthärtung

Indikation:

Geeignet zur indirekten Pulpenüberkappung. In unmittelbarer Pulpanähe ein wässriges Calciumhydroxid-Präparat anwenden.

Physikalische Daten:

Dichte: 1,1 – 1,2 (g/ml)
Farbe: Zahnfarben, opak

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt 0 – 22 °C.

Haltbarkeit: 1,5 Jahre

Präsentation:

WP4271: 1 x 2 ml Spritze + Kanülen
WP4270: 2 x 2ml Spritzen + Kanülen

