

Competence HC

Beschreibung:

Competence HC ist ein lichthärtendes Nano-Hybrid-Composite für Front- und Seitenzahnrestaurationen aller Kavitätenklassen. Competence HC ist sehr angenehm in der Anwendung, da es nicht an den Instrumenten klebt. Die Transluzenz, die exzellente Polierbarkeit und die besonders große Farbstabilität ermöglichen langfristig sehr ästhetische Ergebnisse. Competence HC ist sehr abrasionsbeständig und schrumpft kaum.

Eigenschaften:

- Sehr stabile und langlebige Restaurationen
- Hochglanzpolierbar
- Natürliche Ästhetik
- Farbstabil
- Röntgenopak



Vorteile:

- Angenehme Konsistenz, klebt nicht an den Instrumenten
- Vermeidung von Randspaltbildung und Tertiärkaries durch geringe Schrumpfung
- Langlebige ästhetische Restaurationen

Indikation:

Geeignet für Füllungen aller Kavitätenklassen.

Physikalische Daten:

Spreitbarkeit:	20- 30 mm
Druckfestigkeit:	> 300 MPa
Biegefestigkeit:	> 120 MPa
Biegemodul:	> 7500 MPa
Diametrale Zugfestigkeit:	> 45 MPa

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 – 22 C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

- WP4226: Set B2- 4 x 4,5 g A2, A3, A3,5, B2 + 10 ml C-Bond, 2 ml Extra-Gel + 2 ml Glass Liner + Zubehör
- WP4227: Set C2- 4 x 4,5 g A2, A3, A3,5, C2 + 10 ml C-Bond, 2 ml Extra-Gel + 2 ml Glass Liner + Zubehör
- WP4204: Refill, A1, 4,5g Spritze
- WP4205: Refill, A2, 4,5g Spritze
- WP4206: Refill, A3, 4,5g Spritze
- WP4207: Refill, A3,5, 4,5g Spritze
- WP4297: Refill, A4, 4,5 g Spritze
- WP4228: Refill, A2 opak, 4,5 g Spritze
- WP4340: Refill, B1, 4,5g Spritze
- WP4208: Refill, B2, 4,5g Spritze
- WP4209: Refill, B3, 4,5g Spritze
- WP4219: Refill, C2, 4,5g Spritze
- WP4222: Refill, Incisal, 4,5 g Spritze

