

## **Beschreibung:**

Dent-a-cav ist eine provisorische Verschlussmasse, welche gebrauchsfertig erhältlich ist, wahlweise in weiß oder pink. Dent-a-cav härtet innerhalb von 3 Minuten in der Kavität aus, haftet gut an Dentin und Schmelz und bietet einen hervorragenden Randverschluss. Es lässt sich leicht mit einer Sonde entfernen. Dent-a-cav enthält Zinkoxid und weist damit eine antibakterielle Wirkung auf. Auch durch seine große Festigkeit gegen Kaudruck gewährleistet Dent-a-cav einen zuverlässigen Verschluss. Dent-a-cav ist schonend für Pulpa und Gingiva, und da es kein Eugenol enthält, beeinträchtigt es nicht eine nachfolgende Composite-Füllung.

## **Eigenschaften:**

- Guter Halt an Schmelz und Dentin
- Sicherer Randverschluss
- Schnelle Aushärtung
- Leicht zu entfernen
- Enthält Zinkoxid
- Frei von Eugenol

## **Vorteile:**

- Leichte Anwendung
- Rasche Aushärtung in der Kavität
- Gute Haftung am Dentin und hervorragender Randverschluss
- Zeitsparend
- Schonend zu Pulpa und Gingiva
- Eine nachfolgende Composite-Füllung wird nicht beeinträchtigt
- Antibakterielle Wirkung

## **Indikation:**

Geeignet für provisorische Verschlüsse.

## **Physikalische Daten:**

Spreitbarkeit: 16 -18 mm  
Aussehen: homogene Paste, weiß oder pink

**Lagerbedingungen:** trocken und lichtgeschützt, 0 – 22 °C

**Haltbarkeit:** 2 Jahre

## **Präsentation:**

WP4311: 2 x 30 g Gläser, rosa  
WP4312: 2 x 30 g Gläser, weiß

