

Dip Isolation

Beschreibung:

Dip Isolation ist eine Isolierflüssigkeit auf Alginatbasis, die den Gips-Stumpf gegen das lichthärtende Kunststoff-Tauchwachs LiWa Dip isoliert. Dip Isolation ist formaldehydfrei und wurde speziell für Arbeiten mit dem lichthärtenden Tauchwachs LiWa Dip entwickelt.

Dip Isolation ist Teil eines umfangreichen Sortiments an Kunststoffen in unterschiedlichen Konsistenzen, Kunststoff-Formteilen, nützlichen Hilfsmaterialien für viele Einsatzgebiete und praktischen Sets.

Eigenschaften:

- Flüssigkeit auf Alginatbasis
- Formaldehydfrei

Vorteile:

- Leicht anzuwenden
- Schnell trocknend
- Sichere Isolierung des Modells gegen Kunststoff

Indikation:

Zur Verwendung als Isoliermittel von Gips gegen LiWa Dip. Auch geeignet zur Isolierung von Gips gegen alle Komposite und Prothesenkunststoffe.

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP5115: LiWa Dip Isolation, Flüssigkeit, 100 ml Flasche

WP6129: LiWa Dip, transparent, 2 x 40 g Tuben + Tubenschlüssel

