

Extra-Gel

Beschreibung:

Extra-Gel ist ein thixotropes Ätzelgel mit einem Phosphorsäure-Gehalt von 37%. Dank der anwendungsfreundlichen Verpackung in einer Ein-Kammer-Spritze, mit äußerst dünnen Kanülen, kann Extra-Gel sicher und genau dosiert und an der gewünschten Stelle appliziert werden.

Eigenschaften:

- 37 %-ige Phosphor-Säure
- Thixotrop

Vorteile:

- Sichere und genaue Dosierung möglich
- Punktgenaue Applikation
- Kein unkontrolliertes Wegfließen

Indikation:

Anzuwenden zum Ätzen der Zahnhartsubstanz im Rahmen der Schmelz-Ätz-Technik im Rahmen von Füllungen oder Befestigungen mit Composite.

Physikalische Daten:

Dichte: 1,3 – 1,4 g/ml

Lager-Bedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 – 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP4050: 1 x 2,0 ml Spritze + blaue Kanülen

WP4051: 2 x 2,0 ml Spritzen + blaue Kanülen

