

Beschreibung:

Fisseal ist ein lichthärtendes Composite für die Fissuren-Versiegelung. Das Material dient der Kariesprophylaxe in den okklusalen Flächen. Es ist in zwei Varianten erhältlich, transparent und weiß. Das weiße Material stärkt zusätzlich den Zahnschmelz durch die kontinuierliche Freisetzung von Fluoriden. Eine spezielle Herstellungstechnik sorgt dafür, dass das Material sich sehr gut an die Fissuren anpasst. Dadurch sind langlebige Versiegelungen garantiert.

Eigenschaften:

- Lichthärtend
- In zwei Farben erhältlich: weiß und transparent
- Das weiße Material enthält Fluoride

Vorteile:

- Zeitsparend durch Lichthärtung
- Kariesprophylaxe
- Doppelter Kariesschutz durch Fluorid-Abgabe des weißen Materials
- Ästhetische Lösung durch das transparente Material

Indikation:

Geeignet zur okklusalen Fissuren-Versiegelung für einen dauerhaften Kariesschutz.

Physikalische Daten:

Farbe: weiß und transparent
Aushärtung: nach 3 Min.
Viskosität: 80 - 100 dPas

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt 0 – 22 °C.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP4170: Fisseal weiß, 2 x 2 ml Spritzen + 1 x 2 ml Extra-Gel Spritze + Kanülen

WP4171: Fisseal transparent, 2 x 2 ml Spritzen + 1 x 2 ml Extra-Gel Spritze + Kanülen

