

Glass Liner II

Beschreibung:

Glass Liner II ist ein lichthärtendes Glasionomer-Unterfüllungsmaterial, welches als Pulver/Flüssigkeit-System zum flexiblen Dosieren und Anmischen erhältlich ist. Glass Liner II ist lichthärtend und röntgenopak und kann für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien verwendet werden. Glass Liner II gibt Fluoride an den Zahn ab.

Eigenschaften:

- Lichthärtend
- Röntgenopak
- Enthält Fluoride

Vorteile:

- Zeitsparend durch Lichthärtung
- Remineralisierung des Zahns durch Fluorid-Abgabe

Indikation:

Geeignet für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien. In der Nähe der Pulpa wird die vorherige Anwendung von Calcident 450 oder Calcident LC empfohlen.

Physikalische Daten:

Mischungsverhältnis: 2,7 : 1
 Druckfestigkeit: 180 MPa

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt 0-22 °C.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Präsentation:

WP4130: 10 g Pulver, 5 g Flüssigkeit + Dosierlöffel
 WP4094: 7 g Pulver, 5 g Flüssigkeit + Dosierlöffel
 WP4119: 10 g Flüssigkeit

