

Ideal Putty

Beschreibung:

Ideal Putty ist eine knetbare Vorabdruckmasse für die Doppelabdruck-, Sandwich- sowie die Doppelmischtechnik; ebenfalls geeignet für die Quetschbiss-Abdrucknahme in Verbindung mit Ideal Light. Ideal Putty basiert auf additionsvernetzenden Silikonen. Da Ideal Putty leicht zu mischen ist und nicht klebt, ist es angenehm zu verarbeiten. Das Material liefert präzise Abformungen, da es hydrophil ist und kaum schrumpft. Der Schrumpf beträgt lediglich 0,2 %. Ideal Putty ist Typ 0 nach DIN ISO 4823.

Eigenschaften:

- A-Silikon
- Knetbare Konsistenz
- Hydrophil
- Mischzeit: 45 Sek; Verarbeitungszeit inkl. Mischen: 2 Min.; Mundverweildauer: 2 Min.

Vorteile:

- Angenehm zu verarbeiten
- Minimaler Schrumpf von nur 0,2 %
- Präzise Abformungen
- Lange lagerfähig

Indikation:

Vorabdruckmasse für die Doppelabdruck-, Sandwich- sowie die Doppelmischtechnik; ebenfalls geeignet für die Quetschbiss-Abdrucknahme. **Es wird die Anwendung in Verbindung mit Ideal Light empfohlen.**

Physikalische Daten:

Farbe:	orange
Shore A-Härte:	ca. 70
Schrumpf:	< 0,2 %
Verformung unter Druck:	ca. 2,7 %

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 2 Jahre

Präsentation:

WP4315: 400 g Dose Basis-Paste + Messlöffel, 400 g Dose Katalysator + Messlöffel

