

Beschreibung:

LiWa Inhib Clean ist eine auf Alkohol basierende Flüssigkeit zur Beseitigung der Inhibitionsschicht von polymerisierten Arbeiten mit dem lichthärtenden Kunststoff LiWa.

LiWa Inhib Clean ist Teil eines umfangreichen Sortiments an Kunststoffen in unterschiedlichen Konsistenzen, Kunststoff-Formteilen, nützlichen Hilfsmaterialien für viele Einsatzgebiete und praktischen Sets.

Eigenschaften:

- Leicht anzuwenden
- Schnelles Entfernen der Inhibitionsschicht

Vorteile:

- Zeitsparend

Indikation:

Flüssigkeit zur Beseitigung der Inhibitionsschicht von polymerisierten LiWa-Arbeiten. Kann auch für das lichthärtende Löffelmaterial Plaque Photo verwendet werden.

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt, bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP5084: LiWa Inhib Clean, Flüssigkeit, 250 ml Flasche

