

LiWa Universal Isolant

Beschreibung:

LiWa Universal Isolant ist eine Flüssigkeit zur Isolierung von LiWa-Modellierungen gegen andere Materialien, z.B. Stahl, Wachs und Kunststoff, auch zur Isolierung von LiWa gegen LiWa. Es sollten zwei Schichten aufgetragen werden.

LiWa Universal Isolant ist Teil eines umfangreichen Sortiments an Kunststoffen in unterschiedlichen Konsistenzen, Kunststoff-Formteilen, nützlichen Hilfsmaterialien für viele Einsatzgebiete und praktischen Sets.

Eigenschaften:

- Fließfähig
- Selbsthärtend
- Leicht anzuwenden
- Zwei Schichten aufzutragen, Einwirkzeit jeweils 30 Sek.

Vorteile:

- Zeitsparend
- Gute Isolierung von LiWa gegen andere Materialien

Indikation:

Flüssigkeit zur Isolierung von LiWa-Teilen gegen andere Materialien, z.B. Stahl und Kunststoffe.

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt, bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP5083: LiWa Universal Isolant, 10 ml Flasche

