

Light Bloc Advanced

Beschreibung:

Light Bloc Advanced ist ein lichthärtender, knetbarer Kunststoff, der zum Ausblocken von Unterschnitten sowie zum Aufbau und zur Ergänzung präparierter Stümpfe und Modelle etc. verwendet wird. Light bloc ist lichthärtend und wird gebrauchsfertig in der Dreh-Spritze geliefert. Dies macht die Handhabung angenehm und schnell.

Eigenschaften:

- Leichte Handhabung
- Feste Konsistenz
- Lichthärtend
- Gebrauchsfertig in der Dreh-Spritze

Vorteile:

- Leicht anzuwenden
- Sicherer Halt am Modell
- Sehr zeitsparend

Indikation:

Geeignet für zahntechnische Arbeiten an Modellen, z.B. zum Ausblocken von Unterschnitten sowie zum Aufbau und zur Ergänzung präparierter Stümpfe und Modelle.

Technische Daten:

Durchhärtetiefe: max. 5 mm

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP5118: Light Bloc GF, grün, fließfähig, 1 x 2 ml Spritze

WP5126: Light Bloc GF, grün, fließfähig, 2 x 2 ml Spritzen

WP5138: Light Bloc Advanced, 1 x 3 g Spritze

WP5139: Light Bloc Advanced, 2 x 3 g Spritzen

