

# Poly-Carboxylat-Zement

## **Beschreibung:**

Poly-Carboxylat-Zement ist ein Zement zur Befestigung von Kronen, Brücken und Inlays. Das bewährte Material reizt nicht die Pulpa oder Gingiva und bietet eine langfristige und sichere Befestigung. Erhältlich ist der Poly-Carboxylat-Zement als Pulver/Flüssigkeit-System zum flexiblen Dosieren und Anmischen. Das Material ist röntgenopak und selbsthärtend.

## **Eigenschaften:**

- Selbsthärtend
- Röntgenopak

## **Vorteile:**

- Einfach anzuwenden
- Schnell härtend
- Nicht reizend für Pulpa und Gingiva

## **Indikation:**

Geeignet zur Befestigung von Kronen, Brücken und Inlays sowie für Unterfüllungen unter allen Füllungsmaterialien.

**Lagerbedingungen:** trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C.

**Haltbarkeit:** 3 Jahre

## **Präsentation:**

WP4073: 60g Pulver, 40g Flüssigkeit, Dosierlöffel

