

Beschreibung:

Pro-Fill ist ein provisorisches, lichthärtendes Füllungsmaterial. Es ist transparent und lässt sich einfach und schnell applizieren. Pro-Fill bleibt elastisch und kann in einem Stück entfernt werden. Dabei bleiben keine Rückstände, was wertvolle Arbeitszeit spart. Pro-Fill enthält kein Eugenol und beeinträchtigt dadurch nicht eine nachfolgende Behandlung mit Composite. Pro-Fill ist erhältlich in der handlichen Drehspritze.

Eigenschaften:

- Einfache Anwendung
- Lichthärtend
- Frei von Eugenol
- Elastisch nach Aushärten
- Geruchslos

Vorteile:

- Zeitsparend
- Gute Haftung am Dentin
- Sicherer Randschluss
- Sehr gute Festigkeit gegen Kaudruck
- In einem Stück rückstandslos zu entfernen

Indikation:

Geeignet für provisorische Füllungen, auch bei nachfolgendem Legen von Inlays oder Onlays.

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 – 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP4041: 2 x 4,5 g in Drehspritzen

