

Beschreibung:

Re-Cord sind gestrickte Retraktionsfäden aus 100% Baumwolle. Re-Cord gewährleistet durch seine besondere Strickung eine hervorragende Gewebeverdrängung und verbleibt besser im Sulcus als herkömmliche Retraktionsfäden. Dies liegt daran, dass Re-Cord-Fäden aus zahlreichen winzigen Schlaufen bestehen, die eine ineinandergreifende Kette ergeben. Dieses besondere Design führt zu einem gleichmäßigen, dauerhaften Druck in der Zahnfleischfurche. Zudem weist Re-Cord eine hervorragende, blutstillende Wirkung auf, da es bedeutend größere Mengen an Hemostatika aufnehmen kann als herkömmliche Fäden. Re-Cord ist erhältlich in fünf verschiedenen Stärken, einzeln oder als Vierer-Set.

Eigenschaften:

- 100 % gestrickte Baumwolle
- Ungetränkt
- Gleichmäßig, dauerhafter Druck in der Zahnfleischfurche
- Aufnahme großer Mengen an Hemostatika

Vorteile:

- Sehr guter Verbleib im Sulcus
- Elastischer Druck auf Sulcus-Öffnung
- Sehr gute blutstillende Wirkung
- Kein Ausfransen der Fäden

Indikation:

Temporäre Verdrängung der marginalen Gingiva und damit zur Darstellung der Präparationsgrenzen.

Physikalische Daten:

Länge: 300 cm

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 1,5 Jahre

Präsentation:

- WP4919: Set mit 4 Fadenstärken: Größe: #00, #0, #1, #2, Set mit je 4x 300 cm
WP4921: Größe: # 000, 1 x 300 cm
WP4915: Größe: # 00, 1 x 300 cm
WP4916: Größe: # 0, 1 x 300 cm
WP4917: Größe: # 1, 1 x 300 cm
WP4918: Größe: # 2, 1 x 300 cm

