

Securafil LC

Beschreibung:

Securafil LC ist ein kunststoff-verstärkter Glas-Ionomer-Zement für Füllungen. Dadurch härtet Securafil LC sowohl chemisch als auch mit Halogenlicht aus. Der Zement ist als flexibles Pulver/Flüssigkeit-System erhältlich, lässt sich leicht anwenden und haftet sehr gut an Schmelz und Dentin. Securafil LC ist gut polierbar und ermöglicht ästhetische Restaurationen. Securafil LC ist röntgenopak und gibt Fluoride an den Zahn ab.

Eigenschaften:

- Lichthärtung und chemische Härtung
- Röntgenopak
- Enthält Fluoride
- Transluzent

Vorteile:

- Leichte Anwendung
- Ästhetische Ergebnisse
- Fluoridabgabe
- Sicherer Halt an Schmelz und Dentin

Indikation:

Geeignet für Frontzahnfüllungen, für Füllungen an approximalen Kontaktpunkten, zur Anwendung bei keilförmigen und abrasiven Defekten, sowie für Füllungen an Milchzähnen. Zugleich kann Securafil LC zur Fissurenversiegelung verwendet werden. Für die Lichthärtung ist eine Schichtdicke von 2 mm einzuhalten.

Physikalische Daten:

Druckfestigkeit: 180 MPa

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP4144: 15 g Pulver, 8 g Flüssigkeit, Dosierlöffel

WP4124: 7 g Pulver, 5 g Flüssigkeit, Dosierlöffel

WP4062: 8 g Flüssigkeit

