

Beschreibung:

Securafil ist ein Glas-Ionomer-Zement für Füllungen der Klassen III und V, Füllungen an approximalen Kontaktpunkten (Tunnelpräparationen) und für Milchzahnfüllungen. Zugleich kann Securafil zur Fissurenversiegelung verwendet werden. Securafil haftet gut an Schmelz und Dentin, ist selbsthärtend und kann nach 15 Min. poliert werden. Der Zement ist röntgenopak und gibt Fluoride an den Zahn ab. Erhältlich ist Securafil als flexibles Pulver/Flüssigkeit-System, in zwei verschiedenen Zahnfarben.

Eigenschaften:

- Selbsthärtend
- Röntgenopak
- Enthält Fluoride

Vorteile:

- Leichte Anwendung
- Ästhetische Ergebnisse
- Fluoridabgabe
- Sicherer Halt an Schmelz und Dentin

Indikation:

Geeignet für Frontzahnfüllungen, für Füllungen an approximalen Kontaktpunkten, zur Anwendung bei keilförmigen und abrasiven Defekten, sowie für Füllungen an Milchzähnen. Zur Versiegelung der Füllungsoberfläche wird die Verwendung von Secura Varnish empfohlen.

Physikalische Daten:

Druckfestigkeit: 180 MPa

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP4141: A2, 15 g Pulver, 10 g Flüssigkeit, Dosierlöffel

WP4143: A3, 15 g Pulver, 10 g Flüssigkeit, Dosierlöffel

WP4095: A2, 7 g Pulver, 5 g Flüssigkeit, Dosierlöffel

WP4096: A3, 7 g Pulver, 5 g Flüssigkeit, dosierlöffel

WP4145: 10 g Flüssigkeit

