

Beschreibung:

Securafix ist ein Glas-Ionomer-Zement zum permanenten Befestigen von indirekten Restaurationen. Securafix haftet gut am Dentin und gibt Fluoride an den Zahn ab. Securafix ist selbsthärtend und röntgenopak. Erhältlich ist Securafix als flexibles Pulver/Flüssigkeit-System.

Eigenschaften:

- Selbsthärtend
- Röntgenopak
- Enthält Fluoride

Vorteile:

- Fluoridabgabe
- Sicherer Halt an Schmelz und Dentin

Indikation:

Geeignet zur definitiven Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Stiften und orthodontischen Bändern.

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C.

Physikalische Daten: 100 MPa

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP4110: 24 g Pulver, 10 g Flüssigkeit, Dosierlöffel

WP4093: 7 g Pulver, 5 g Flüssigkeit, Dosierlöffel

WP4146: 10 g Flüssigkeit

