

Silvercem

Beschreibung:

Silvercem ist ein silber-verstärkter Glas-Ionomer-Zement für Füllungen im Molarbereich und für Stumpfaufbauten. Der chemisch härtende Zement ist gut stopfbar und somit leicht in die Kavität einzubringen und zu modellieren. Silvercem ist röntgenopak und gibt Fluoride an den Zahn ab. Erhältlich ist Silvercem als flexibles Pulver/Flüssigkeit-System, in zwei verschiedenen Zahnfarben.

Eigenschaften:

- Silber-verstärkt
- Selbsthärtend
- Röntgenopak
- Enthält Fluoride

Vorteile:

- Leichte Anwendung
- Fluoridabgabe
- Sicherer Halt an Schmelz und Dentin

Indikation:

Geeignet für Stumpfaufbauten, für Füllungen der Kavitätenklassen I und V, für Restaurationen im Seitenzahnbereich, für Tunnelpräparationen und für Milchzahnfüllungen. In der Nähe der Pulpa wird die vorherige Pulpenüberkappung mit Calcident 450 empfohlen. Zur Versiegelung der Füllungsoberfläche empfehlen wir die Verwendung von Secura Varnish.

Physikalische Daten:

Druckfestigkeit: 200 MPa

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 2 Jahre

Präsentation:

WP4120: 12 g Pulver, 7 g Flüssigkeit, Dosierlöffel

WP4122: 10 g Flüssigkeit

