

# Vision Prophy Paste

## **Beschreibung:**

Vision Prophy Paste ist eine Universal-Polierpaste auf der Basis von Bimssteinpulver. Vision Prophy Paste verfügt über hervorragende Poliereigenschaften für Zähne sowie Kunststoffe, und es enthält keine Fluoride, da Fluoride die Bleichwirkung beeinträchtigen. Vision Prophy Paste ist in zwei Geschmacksrichtungen erhältlich: Erdbeere und Zimt.

## **Eigenschaften/Vorteile:**

- Gute Poliereigenschaften für Zähne und Kunststoffe
- Angenehmer Geschmack nach Zimt oder Erdbeere
- Gute Bleichwirkung zur Beseitigung von Verfärbungen

## **Indikation:**

- Reinigung vor der Zahnaufhellung
- Professionelles Polieren von Zähnen
- Polieren von Kunststoffen und Edelmetallen
- Polieren von Kronen und Füllungsmaterialien

## **Physikalische Daten:**

Farbe: grau  
Aroma: Zimt, Erdbeere  
Wasserlöslichkeit: 5 g Pulver / 10 g Wasser  
Dichte: 1,2 – 1,6

**Lagerbedingungen:** trocken und lichtgeschützt 0-22 °C.

**Haltbarkeit:** 3 Jahre

## **Präsentation:**

WP6120: Zimt, 1 x 160 g Dose  
WP6139: Erdbeere, 1 x 160 g Dose



\*Diese Werte basieren auf Literaturrecherche oder externen tests.