

Beschreibung:

WP Occlusion ist ein hochfeines Spray mit Pfefferminz-Geruch, welches zur Darstellung der Kontaktpunkte bei prothetischen Arbeiten verwendet wird. Das Produkt ist ausschließlich für den Laborbedarf geeignet.

Eigenschaften:

- Hochfeines Spray
- Mikrofeiner Farbpigment-Film
- Erhältlich in drei Farben: grün, rot, weiß

Vorteile:

- Leichte Handhabung
- Leicht zu dosieren
- Sehr gute Markierung der Okklusion
- Einfach zu entfernen
- Dose kann restentleert werden, da die Pigmente nicht in der Dose verbleiben

Indikation:

Zum Markieren der Kontaktpunkte bei der Erstellung von prothetischen Arbeiten

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP5110: WP Occlusion, grün, Spray, 75 ml Sprühdose

WP5111: WP Occlusion, rot, Spray, 75 ml Sprühdose

WP5671: WP Occlusion, weiß, Spray, 75 ml Sprühdose

