

Premium Putty Soft / Premium Activatorpaste / Premium Light

Beschreibung:

Premium Putty Soft ist ein weiches knetbares K-Silikon, welches als Vorabdruckmasse für die Doppelabdruck-, Sandwich- sowie die Doppelmischtechnik sowie für die Quetschbiss-Abdrucknahme verwendet werden kann – in Verbindung mit Premium Light. Premium Putty Soft wird per Hand gemischt mit der Activatorpaste, welche in der Tube separat erhältlich ist. Das Material liefert gute Abformungen, und ist einfach in der Anwendung. Die Abbindegeschwindigkeit kann über die Menge an Activatorpaste und die Temperatur reguliert werden.

Premium Putty Soft ist Typ 1 nach DIN ISO 4823.

Eigenschaften:

- Knetbare Konsistenz
- K-Silikon
- Mischzeit: 30 Sek.; Verarbeitungszeit: 2 Min.; Verweildauer im Mund: 3,5 - 4 Min.; Abbindezeit: 6,5 Min.
- Die Abbindegeschwindigkeit kann reguliert werden

Vorteile:

- Angenehm zu verarbeiten
- Gute Abformungen
- Lange lagerfähig

Indikation:

Vorabdruckmasse für die Doppelabdruck-, Sandwich- sowie die Doppelmischtechnik; ebenfalls geeignet für die Quetschbiss-Abdrucknahme. **Aktivierung mit Premium Activatorpaste. Es wird die Anwendung in Verbindung mit Premium Light empfohlen.**

Physikalische Daten:

Verformung unter Druck: 3 – 10 %

Rückstellung nach Verformung: > 98 %

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C.

Haltbarkeit: 2 Jahre

Präsentation:

WP4324: Premium Putty soft, 900 ml

WP4325: Premium Light, 140 ml

WP4326: Premium Activatorpaste, 35 ml

