

Light Bloc GF

Beschreibung:

Light Bloc GF ist ein lichthärtender, fließfähiger Kunststoff, der zum Ausblocken von Unterschnitten sowie zum Aufbau und zur Ergänzung präparierter Stümpfe und Modelle etc. verwendet wird. Light block ist lichthärtend und wird gebrauchsfertig in der Einkammer-Spritze geliefert. Dies macht die Handhabung angenehm und schnell. Das Material kann direkt aus der Spritze an die gewünschte Stelle angebracht werden.

Eigenschaften:

- Leichte Handhabung
- Fließfähige Konsistenz
- Lichthärtend
- Gebrauchsfertig in der Einkammer-Spritze

Vorteile:

- Leicht anzuwenden
- Sicherer Halt am Modell
- Sehr zeitsparend

Indikation:

Geeignet für zahntechnische Arbeiten an Modellen, z.B. zum Ausblocken von Unterschnitten sowie zum Aufbau und zur Ergänzung präparierter Stümpfe und Modelle.

Technische Daten:

Durchhärtetiefe: max. 5 mm

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 - 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP5118: Light Bloc GF, grün, fließfähig, 1 x 2 ml Spritze

WP5126: Light Bloc GF, grün, fließfähig, 2 x 2 ml Spritzen

WP5138: Light Bloc Advanced, 1 x 3 g Spritze

WP5139: Light Bloc Advanced, 2 x 3 g Spritzen

