

Secura Varnish

Beschreibung:

Secura Varnish ist ein Haftlack zur Versiegelung von Dentin vor dem Einsetzen von Inlays, Goldkronen, Jacketkronen, Brückenbefestigungen und zur Fixierung von Restaurationsmaterialien sowie zur Versiegelung von Füllungen aus Amalgam und Glas-Ionomer-Zementen. Secura Varnish ist eine klare Flüssigkeit.

Eigenschaften:

- Selbsthärtend
- Gute Fließfähigkeit

Vorteile:

- Leichte Anwendung
- Ästhetische Ergebnisse
- Gute Versiegelung von Dentin (z.B. empfindlichen Zahnhälften)
- Gute Versiegelung von Glas-Ionomer-Zementen

Indikation:

Empfohlen zur Oberflächenversiegelung von Dentin (Kavitäten und Stümpfen) vor dem Einsetzen von Inlays, Kronen und Brücken. Empfohlen auch zur Versiegelung von Glas-Ionomer-Zementen (z. B. Securafil) und Amalgam-Füllungen sowie zur Fixierung von Verschlussmaterialien.

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt bei 0 – 22 °C

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP4099: 10 ml Flasche

