

# Calcident LC

## Description:

Calcident LC est une pâte fluide d'hydroxyde de calcium destinée au coiffage pulpaire indirecte. Calcident LC peut être employé comme matériau de fond de cavité avec tous les matériaux d'obturation. Le produit est vendu en seringue pour une manipulation facile. La photopolymérisation prend 40 secondes avec de la lumière halogène.

## Propriétés:

- Contient 4,2 % d'hydroxyde de calcium
- Radio-opaque
- Photopolymérisable

## Avantages:

- Doux sur la pulpe non-exposée
- Application rapide grâce à la seringue et la photopolymérisation

## Indication:

Convenable pour coiffage pulpaire indirecte. En proximité de la pulpe, nous recommandons plutôt l'application de Calcident 450.

## Propriétés physiques:

Densité: 1,1 – 1,2 (g/ml)  
Couleur: couleur de dent, opaque

Conditions de stockage: au sec et à l'abri de la lumière à 0 - 22 °C.

Durée de conservation: 1,5 ans

## Présentation:

WP4271: 1 x seringue de 2 ml + canules  
WP4270: 2 x seringues de 2 ml + canules

