

# Extra-Gel

## **Description:**

Extra-Gel est un gel thixotrope de mordantage contenant 37 % d'acide de phosphore. Grâce à la présentation en seringue avec des canules toutes fines, Extra Gel peut être appliqué précisément.

## **Propriétés:**

- Contient 37 % d'acide de phosphore
- Thixotrope

## **Avantages:**

- Dosage exacte possible
- Permet une application précise
- Ne coule pas tout seul

## **Indication:**

À utiliser pour mordancer les surfaces dentaires dans le cadre d'un traitement avec composites, pour obturation ou fixation.

## **Propriétés physiques:**

Densité: 1,3 – 1,4 g/ml

**Conditions de stockage:** au sec et à l'abri de la lumière, à 0 – 22 °C

**Durée de conservation:** 3 ans

## **Présentation:**

WP4050: 1 x seringue de 2,0 ml + canules bleues

WP4051: 2 x seringues de 2,0 ml + canules bleues

