

Description:

Fisseal est un composite photopolymérisable, utilisé pour le scellement de fissures et de surfaces occlusales en prévention des caries. Fisseal est disponible en deux variantes: blanc et transparent. Le matériau blanc, en plus de protéger la dent, renforce l'émail dentaire en libérant continuellement du fluorure. Fisseal s'adapte très bien aux fissures et ainsi assure des restaurations durables.

Propriétés:

- Photopolymérisable
- 2 couleurs: blanc et transparent
- Le matériau blanc contient du fluorure

Avantages:

- Economise du temps
- Prophylaxie anti-carie
- Matériau blanc: double protection de caries
- Matériau transparent: solution esthétique

Indication:

Recommandé pour le scellement des fissures occlusales pour une protection permanente de caries.

Propriétés physiques:

Couleur: blanc ou transparent

Durcissement: après 3 min.

Viscosité: 80 - 100 dPas

Conditions de stockage: au sec et à l'abri de la lumière à 0 – 22 °C.

Durée de conservation: 3 ans

Présentation:

WP4170: Fisseal white (blanc), 2 x seringues de 2 ml + 1 x seringue 2 ml Extra Gel + canules

WP4171: Fisseal transparent, 2 x seringues de 2 ml + 1 x seringue 2 ml Extra Gel + canules

