

Secura Varnish

Description:

Secura Varnish est un vernis protecteur pour sceller les surfaces des obturations en ciment verre ionomère et en amalgame, pour vitrifier la dentine avant le scellement des restaurations indirectes ainsi que pour l'application de matériaux de restauration.

Propriétés:

- Autopolymérisable
- Bonne fluidité

Avantages:

- Facile à utiliser
- Résultats esthétiques
- Bon scellement de la dentine (par exemple les collets sensibles)
- Bon scellement de ciments verre ionomère

Indication:

Le vernis Secura Varnish est utilisé pour vitrifier la surface de la dentine (caries & moignons) avant la restauration directe ou indirecte ainsi que pour protéger les surfaces de ciments verre ionomère (par exemple: SECURAFIL) et d'amalgames.

Conditions de stockage: au sec et à l'abri de la lumière à 0 – 22 °C

Durée de conservation: 3 ans

Présentation:

WP4099: bouteille de 10 ml

