

Description:

Securacem est un matériau verre ionomère de fonds de cavités. Securacem est autopolymérisable et radio-opaque compatible avec tous les matériaux d'obturation. Securacem adhère bien à la dentine. et reminéralise la dent en libérant du fluorure. Le produit est disponible en poudre/liquide pour une manipulation et un dosage flexibles.

Propriétés:

- Autopolymérisable
- Radio-opaque
- Contient du fluorure

Avantages:

- Libère du fluorure
- Adhésion sûre à l'émail et à la dentine

Indication:

Matériau de fond de cavité sous tous les matériaux d'obturation.

Conditions de stockage: au sec et à l'abri de la lumière à 0 - 22 °C

Durée de conservation: 3 ans

Présentation:

WP4072: 15 g poudre, 10 g liquide, cuillère de dosage

WP4092: 7 g poudre, 5 g liquide, cuillère de dosage

WP4147: 10 g liquide

