

## **Description:**

Securafil est un ciment verre ionomère pour obturations des classes III et V, des obturations des points de contact interproximaux et des dents de lait. En même temps, Securafil peut être utilisé pour le scellement de fissures. Securafil est autopolymérisable, peut être poli après 15 min. et adhère à l'émail et à la dentine. Le ciment est radio-opaque et libère du fluorure. Securafil est disponible en poudre/liquide, en deux couleurs différentes.

## **Propriétés:**

- Autopolymérisable
- Radio-opaque
- Contient du fluorure

## **Avantages:**

- Facile à utiliser
- Résultats esthétiques
- Libère du fluorure
- Adhésion sûre à l'émail et à la dentine

## **Indication:**

Convenable pour des obturations des dents antérieures, pour les obturations avec des points de contact interproximaux, pour réparer des défauts abrasifs et des défauts cervicaux cunéiformes ainsi que pour l'obturation de dents de lait. Pour protéger la surface de la restauration, nous proposons l'utilisation de Secura Varnish.

## **Propriétés physiques:**

Force de pression: 180 MPa

**Conditions de stockage:** au sec et protégé de la lumière à 0 - 22 °C.

**Durée de conservation:** 3 ans

## **Présentation:**

WP4141: A2, 15 g poudre, 10 g liquide, cuillère de dosage

WP4143: A3, 15 g poudre, 10 g liquide, cuillère de dosage

WP4095: A2, 7 g poudre, 5 g liquide, cuillère de dosage

WP4096: A3, 7 g poudre, 5 g liquide, cuillère de dosage

WP4145: 10 g liquide

