

Securafil LC

Description:

Securafil LC est un ciment verre ionomère renforcé de résine photopolymérisable pour obturations. Securafil LC est fourni en poudre/liquide pour une manipulation et un dosage flexibles. Securafil LC est radio-opaque et libère du fluorure dans la dent. Securafil LC adhère très bien à l'émail et à la dentine ; il est aussi très bien polissable ce qui crée des restaurations esthétiques.

Propriétés:

- Photopolymérisable
- Radio-opaque
- Contient du fluorure
- Translucide

Avantages:

- Facile à manipuler
- Résultats esthétiques
- Libération de fluorure
- Bonne adhésion à la dent

Indication:

Recommandé pour obturations dans les dents antérieures, pour obturations avec des points de contact interproximaux, pour réparer des défauts abrasifs et des défauts cervicaux cunéiformes ainsi que pour l'obturation de dents de lait. Aussi, Securafil LC peut être utilisé pour le scellement de fissures. Pour la photopolymérisation, il ne faut pas dépasser une épaisseur de 2 mm par couche.

Propriétés physiques:

Force de pression: 180 MPa

Conditions de stockage: au sec et à l'abri de la lumière à 0 - 22 °C.

Durée de conservation: 3 ans

Présentation:

WP4144: 15 g poudre, 8 g liquide, cuillère de dosage

WP4124: 7 g poudre, 5 g liquide, cuillère de dosage

WP4062: 8 g liquide

