

Description:

Securafix est un ciment verre ionomère pour fixation permanente de restaurations indirectes. Securafix adhère très bien à la dentine et libère du fluorure. Securafix est autopolymérisable et radio-opaque. Le produit est disponible en poudre/liquide pour une manipulation et un dosage flexibles.

Propriétés:

- Autopolymérisable
- Radio-opaque
- Contient du fluorure

Avantages:

- Libération de fluorure
- Adhésion sûre à l'émail et la dentine

Indication:

Destiné à la fixation définitive de couronnes, bridges, inlays, onlays, de tenons et de bandes orthodontiques.

Conditions de stockage: au sec et à l'abri de la lumière à 0 - 22 °C.

Propriétés physiques:

Force de pression: 100 MPa

Durée de conservation: 3 ans

Présentation:

WP4110: 24 g poudre, 10 g liquide, cuillère de dosage

WP4093: 7 g poudre, 5 g liquide, cuillère de dosage

WP4146: 10 g liquide

