

# Ideal Light

## Description:

Ideal Light est un matériau liquide de précision pour empreintes de précision, basé sur des silicones par addition. Ideal Light une application directe et sans bulles d'air sur les dents ou dans le porte-empreinte rempli d'Ideal Putty. Le matériau est thixotrope et très fluide sous pression.

L'hydrophilie d'Ideal Putty produit des empreintes très exactes, même des détails subgingivaux. Par son temps de maniement long et son court temps dans la bouche, le matériau es agréable pour le dentiste et le patient. Ideal Light est vendu en cartouches, le matériau est type 3 selon DIN ISO 4823.

## Propriétés:

- Silicone par addition
- Hydrophile
- Thixotrope
- Temps de maniement: 2 min.; temps dans la bouche: 3 min.; temps de durcissement: 5 min.

## Avantages:

- Agréable a manier
- Rétraction minimale de 0,2 % seulement
- Permet une très bonne reproduction de détails

## Indication:

Matériau fluide d'empreintes de correction pour les techniques à deux phases, sandwich ou du double mélange ainsi que pour les empreintes de rebasage. Nous recommandons l'utilisation en combinaison avec Ideal Putty.

## Propriétés physiques:

Couleur:	verte
Dureté shore A:	ca. 47
Rétraction:	ca. 0,2 %
Déformation sous pression:	ca. 5,0 %
Reprise élastique :	99,7%

**Conditions de stockage:** au sec et á l'abri de la lumière à 0 – 22 °C

**Durée de conservation:** 2 ans

## Présentation:

WP4317: 2 x cartouche 1:1 de 50 ml, canules

