

# Re-Cord

## **Description:**

Re-Cord sont des fils de rétraction en 100 % de coton. Grâce à son tricotage spécial, Re-Cord assure un écartement excellent de la gencive et se maintient en place mieux que des fils de rétraction ordinaires. Cela est dû au fait que les fils Re-Cord sont composés de sangles minuscules formant une chaîne continue. Cette structure particulière met une pression régulière et permanente dans le sillon. En plus, Re-Cord montre d'excellentes propriétés hémostatiques, puisqu'il est plus absorbant de liquides hémostatiques que des fils de rétraction ordinaires. Re-Cord est disponible en 5 épaisseurs différentes vendues séparément ou en set de 4.

## **Propriétés:**

- 100 % de coton tricoté
- Non saturé
- Pression régulière sur le sillon
- Grande capacité d'absorber des liquides hémostatiques

## **Avantages:**

- Très bonne rétention dans le sillon
- Pression élastique sur l'ouverture du sillon
- Bon effet astringent
- Les fils ne s'effilochent pas

## **Indication:**

Rétraction temporaire de la gencive marginale pour une bonne représentation de la limite de préparation.

## **Propriétés physiques:**

Longueur: 300 cm

**Conditions de stockage:** au sec et à l'abri de la lumière à 0 - 22 °C

**Durée de conservation:** 1,5 ans

## **Présentation:**

WP4919: Set de 4 épaisseurs/tailles : #00, #0, #1, #2, 4 x 300 cm

WP4921: Taille: # 000, 1 x 300 cm

WP4915: Taille: # 00, 1 x 300 cm

WP4916: Taille: # 0, 1 x 300 cm

WP4917: Taille: # 1, 1 x 300 cm

WP4918: Taille: # 2, 1 x 300 cm

