

# LiWa Universal Isolant

## **Description :**

LiWa Universal Isolant est un liquide isolant les modelations LiWa contre d'autres matières, comme l'acier, la cire et la résine et aussi pour isoler LiWa de LiWa. Il est recommandé d'appliquer deux couches.

LiWa Universal Isolant fait partie d'une large gamme de produits se composant de résines avec de différentes consistances, de pièces préformées de résines, de matériaux complémentaires à différentes fins ainsi que des sets pratiques.

## **Propriétés:**

- Fluide
- Auto-polymérisable
- Facile à appliquer
- Appliquer deux couches, laisser réagir 30 sec.

## **Avantages:**

- Economise du temps
- Bonne isolation entre LiWa et d'autres matières

## **Indication :**

Liquide pour isoler des pièces LiWa contre d'autres matières, par exemple l'acier ou la résine.

**Conditions de stockage :** au sec et à l'abri de la lumière à 0 - 22 °C

**Durée de conservation :** 3 ans

## **Présentation :**

WP5083 : LiWa Universal Isolant, liquide, bouteille de 10 ml

