

# Light Bloc Advanced

Material fotopolimerizable de un solo componente plástico, aplicable para bloqueo de roturas, así como para construir y complementar modelos y matrices preparadas. Light Bloc es fotopolimerizable y viene listo para usar en una jeringuilla rotativa. Esto hace que el manejo sea fácil y rápido.

## Indicaciones

Adecuado para el trabajo dental en modelos, por ejemplo, para bloquear cortes así como para construir y complementar modelos contundentes o precortados.

## Características

- Fácil manejo
- Consistencia firme
- Fotopolimerizable
- Jeringa rotativa lista para usar

## Ventajas

- Manejo fácil y rápido
- Fijación segura al modelo
- Gran ahorro de tiempo

## Información adicional

### **Datos técnicos:**

Profundidad de curado: máx. 5mm

**Condiciones de almacenamiento:** almacenar en un lugar seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 0-22 °C

**Fecha de caducidad:** 3 años

### **Presentación/ Empaquetados:**

WP5118 Light Bloc GF, verde, fluido, 1x 2ml jeringa

WP5126 Light Bloc GF, verde, fluido, 2x 2ml jeringas

WP5138 Light Bloc Advanced, 1 x 3 g jeringa

WP5139 Light Bloc Advanced, 2 x 3 g jeringas

