

Beschreibung:

Dent-a-cav ist eine provisorische Verschlussmasse, welche gebrauchsfertig erhältlich ist, wahlweise in weiß oder pink. Dent-a-cav gewährleistet eine rasche Abhärtung in der Kavität, haftet gut an Dentin und Schmelz und bietet einen hervorragenden Randverschluss. Es lässt sich leicht mit einer Sonde entfernen. Auch durch seine große Festigkeit gegen Kaudruck gewährleistet Dent-a-cav einen zuverlässigen Verschluss. Dent-a-cav ist schonend für Pulpa und Gingiva, und da es kein Eugenol enthält, beeinträchtigt es nicht eine nachfolgende Composite-Füllung.

Eigenschaften:

- Guter Halt an Schmelz und Dentin
- Sicherer Randverschluss
- Schnelle Aushärtung
- Leicht zu entfernen
- Enthält Zinkoxid
- Frei von Eugenol

Vorteile:

- Leichte Anwendung
- Rasche Aushärtung in der Kavität
- Gute Haftung am Dentin und hervorragender Randverschluss
- Zeitsparend
- Schonend zu Pulpa und Gingiva
- Eine nachfolgende Composite-Füllung wird nicht beeinträchtigt
- Antibakterielle Wirkung

Indikation:

Geeignet für provisorische Verschlüsse.

Physikalische Daten:

Spreitbarkeit: 16 -18 mm
Aussehen: homogene Paste, weiß oder pink

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt, 0 – 22 °C

Haltbarkeit: 2 Jahre

Präsentation:

WP4311: 2 x 30 g Gläser, rosa
WP4312: 2 x 30 g Gläser, weiß
WP5627: 1 x 30 g Glas, rosa
WP5628: 1 x 30 g Glas, weiß

