

Aquafluor

Beschreibung:

Aquafluor ist ein klinisch getesteter Fluorid-Lack auf wässriger Acrylat-Harzbasis zur Fluoridierung und Behandlung überempfindlicher Zahnhäse. Die Dispersion Aquafluor trocknet an der Luft und bildet einen Film, der beim Aufweichen im Speichel und für bis zu 24 Stunden kontinuierlich Fluorid abgibt. Auf Grund dieses Verhaltens sind bereits minimale Fluoridmengen für eine optimale Fluoridierung völlig ausreichend. Ist der Lack völlig durchweicht, ist die Fluoridabgabe abgeschlossen. Die Lackmatrix löst sich danach von der Schmelz- oder Dentin-Oberfläche. Aquafluor enthält 0,15% reines Fluorid.

Eigenschaften:

- 0,15 % reines Fluorid
- Kontinuierliches Herauslösen von Fluorid aus der getrockneten Lackschicht
- Wasserlöslich
- Trocknet an der Luft (trocken blasen)

Vorteile:

- Kein Schütteln erforderlich
- Geringdosiertes Fluorid, auch für Kinder geeignet
- Kontinuierliche Abgabe von geringen Fluoridmengen über einen längeren Zeitraum

Indikation:

Behandlung überempfindlicher Zahnoberflächen und Zahnhäse Kariesprophylaxe, Verminderung erhöhter Kariesanfälligkeit, Remineralisierung des behandelten Zahnschmelzes

Physikalische Daten:

Farbe:	weiß
Dichte:	1,02 - 1,03 g/ml
pH-Wert:	4,3 – 4,8
Fluorid-Konzentration:	1,0 - 1,5 g/L

Lagerbedingungen: trocken und lichtgeschützt, bei 0 - 22 °C.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Präsentation:

WP4005: 1 x 5ml Flasche + 50 Pinsel + 1 Pinselhalter

WP4004: 1 x 10 ml Flasche

